

INVERNESS®

die Fakten in Kürze

Das **INVERNESS** Ohr-Piercing System ist die **sterilste und sicherste Methode** zum Ohrlochstechen.

Die Ohrstecker befinden sich **steril und vollkommen gekapselt** in einer Kartusche.

Das Stechen des Ohrloches und das Einsetzen des Steckers geschieht **einfach, schnell und steril**.

Zur Beschleunigung des Heilungsprozesses nach dem Stechen wird die **desinfizierende und keimhemmende ear care antiseptic** Lösung verwendet.



INVERNESS® Ohr-Piercing Systeme

Alleinvertrieb für Deutschland:

Wilhelm Schütz G+S GmbH
Kirschweiler Brücke 11
55743 Kirschweiler

Tel.: 06781-31083
Fax: 06781-31084
E-Mail: info@inverness.de

www.inverness.de

erhältlich bei:

INVERNESS®

Das **INVERNESS 2000** Ohr-Piercing System



sicher
komfortabel
schnell

INVERNESS®

Das Ohr-Piercing
System 2000




das stechen

Nach dem Desinfizieren wird eine Kartusche mit dem gekapselten Piercing-Stecker in das Instrument eingelegt und an der markierten Stelle das Ohrloch gestochen. Dabei wird der Stecker berührungslos in das Ohrloch eingesetzt.



das display

Als Grundausstattung zum **INVERNESS** Ohr-Piercing System 2000 gehört nach Wunsch ein Display mit einer Musterkollektion der medizinischen Piercing-Stecker, um dem Kunden die Vielfalt des Sortiments zu zeigen.



das system

Das Herz des **INVERNESS** Ohr-Piercing Systems besteht aus den Piercing-Steckern mit Sicherheitsverschlüssen, die sich komplett gekapselt in versiegelten Kartuschen befinden, sodass sie vor und während des Stechens nicht berührt werden können. Somit wird extreme Keimfreiheit erreicht.

das instrument

Das **INVERNESS** Piercing-Instrument ist von robuster Qualität und vollkommen bequem in der Handhabung. Mit ihm wird mit dem Stechvorgang der Ohrstecker in das Ohrloch eingesetzt und automatisch befestigt – sicher, schnell und schmerzfrei.

die kassette

In einer Kassette befinden sich zwei einzeln steril verpackte Ohrstecker mit den Sicherheitsverschlüssen in versiegelten Kartuschen.

die ohrstecker

Die medizinischen Piercing-Stecker sind in verschiedenen Modellen und Materialien (Gold, Weißgold, Titan, 24kt Vergoldung und Palladium-Plattierung) erhältlich und gewährleisten eine schnelle Abheilung des neu gestochenen Ohrloches.

ear care antiseptic

Diese spezielle antiseptische Flüssigkeit beschleunigt den Heilungsprozess nach dem Stechen. Die Lösung ist alkoholfrei, keimtötend und beugt Infektionen vor.

